



# Bulletin Produit

**No. Doc. 34329A04**

## Tuyau haute pression rallongé de 40 mm

Annonciation

STOCKHOLM, 2016

Tuyau haute pression rallongé de 40 mm

### S'applique à

QS II, Spiromatic 90U et Spiromatic 90USA

### Description

Puisque nous essayions constamment d'améliorer tous les aspects de nos produits - et à la suite de la rétroaction des utilisateurs - nous avons décidé de rallonger le tuyau haute pression de 40 mm. Ce tuyau haute pression légèrement plus longue le facilite aux porteurs d'appareil de protection à lire le manomètre.

(Concernant les appareils respiratoires du type QS II-R, un nouveau tuyau de moyenne pression est également disponible.)

#### QS II, Spiromatic 90U et Spiromatic 90USA:

Le numéro de la pièce de rechange du nouveau tuyau-(HD)-haute pression est 96529-53

#### QS II-R:

Le numéro de la pièce de rechange du nouveau tuyau-(HD)-haute pression est 96529-52

Le numéro de la pièce de rechange du nouveau tuyau-(MD)-moyenne pression est 96403-53